



(FR)

Coin interdentaire Ena Matrix avec protection

Ce dispositif est un écran de protection dentaire 2 en 1. En premier lieu, il protège la dent adjacente durant la préparation cavitaire, puis la protection métallique peut être détachée tandis que le coin reste en place, prêt à recevoir la matrice. La protection détachable présente plusieurs avantages :

- le coin reste en place, réduisant le saignement de la papille interdentaire ;
- la préparation est beaucoup plus rapide et réalisée sans stress, compte tenu de l'élimination des risques d'endommagement de la dent adjacente par la fraise ;
- l'épaisseur de 60 microns permet une insertion optimale dans la grande majorité des cas ;
- disponible en différentes tailles.

Indications

- Restaurations de Classes II-III : maintien de la matrice et protection de la dent adjacente durant la préparation

Avertissements

- Toujours utiliser une digue en caoutchouc afin de prévenir les risques d'ingestion et/ou d'inhalation des composants par le Patient.
- Les coins interdentaires avec protection sont exclusivement à usage unique.
- L'utilisation des précelles EMP1 est recommandée pour les matrices et les coins interdentaires du système Ena Matrix. Ces précelles minimisent les possibilités de relâchement non-intentionnel des matrices et des coins interdentaires avant leur mise en place, et permettent leur désinsertion de manière sûre et contrôlée après utilisation.

Mode d'emploi

- A l'aide de précelles (idéalement Ena Matrix EMP1), saisir un coin avec protection de taille appropriée. Tenir fermement la partie antérieure des précelles en exerçant une force régulière. Avancer progressivement le coin dans l'espace interdentaire.

Note : Avant d'insérer le coin, un anneau Ena Matrix peut être placé pour écarter légèrement les dents.

- Préparer la cavité. Les risques de toucher la dent adjacente étant réduits, la préparation pourra être réalisée plus rapidement et de manière plus sûre. La partie haute de la protection métallique peut être retaillée si nécessaire, pour une meilleure visibilité.

Note : Si le coin est utilisé sur une seconde molaire, il peut être difficile de saisir la protection métallique par son œillet. Il convient dans ce cas de précourber la protection métallique vers soi avant d'insérer le coin.

- Saisir la protection métallique, puis tout en maintenant le coin en place avec l'arrière d'un miroir, soulever la protection métallique. Celle-ci sera alors libérée et pourra être saisie à l'aide de précelles et retirée.

Note : Si nécessaire, afin de faciliter la libération de la protection métallique suivant la préparation cavitaire, placer l'extrémité d'une spatule entre la protection et le coin et pousser vers le haut.

- Insérer une matrice Ena Matrix entre la cavité et le coin sans retirer ce dernier, puis placer l'anneau Ena Matrix. Si l'espace est insuffisant, tirer d'abord légèrement le coin en arrière pour permettre à la matrice de descendre, puis réinsérer complètement le coin tout en poussant la matrice par sa languette en direction apicale. Poursuivre avec la procédure de restauration.



MICERIUM S.p.A.

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) - Italy

Tel. 0185 7887.880 • Fax 0185 7887.970

www.micerium.com • email: hfo@micerium.it



Distributeur exclusif pour la France :



BISICO FRANCE

120 allée de la Coudoulette - 13680 Lançon de Provence - France

Tél. : 04 90 42 92 92 • Fax : 04 90 42 92 61

www.bisico.fr • svce.commercial@bisico.fr